

Materiale di Chirurgia

Concentratore di Ossigeno		euro
Cod. OSSIGENO1	Mod. Philips EVER FLO Il concentratore di ossigeno EVER FLO produce ossigeno concentrato dall'aria circostante per pazienti che necessitano una terapia d'ossigeno a basso flusso. L'ossigeno estratto dall'aria viene concentrato utilizzando un filtro molecolare e un procedimento di assorbimento a fluttuazione a pressione. Rumorosità: 43 dbA / Flusso: da 0,5 a 5 lpm / Concentrazione: O2 93% (+/- 3%) a 5 lpm OPI Alarm LOW O2 82% VERY LOW O2 70% / Dimensioni: A58-L38-P24 cm Peso: 14 kg / Alimentazione: 230V monofase	960,00
Cod. OSSIGENO2	Filtro per concentratore di ossigeno	su richiesta
Cod. OSSIGENO3	Gorgogliatore	su richiesta

