

UriDoctor™ VET Veterinary Urinalysis Analyzer

Analizzatore automatico di urine per la veterinaria con possibilità di stampa, monitor a colori Touch Screen, **rapporto selettivo e qualitativo PU/CU.**

Test / parametri disponibili:

Urobilogeno, Glucosio, Bilirubina, Ketoni, Peso Specifico, Sangue, PH, Proteina, Creatinina, Nitriti, Leucociti.

Specifiche prodotto

- Misura: Riflettanza Fotometrica
- Dimensioni: 188 (L) x 74 (P) x 77 (H) mm
- Peso netto: 0.40 kg
- Power: DC 12V / 3.33A or AAA battery 1.5V x 8 pcs
- Produttività: 45 (general mode) ~ 120 (quick mode) test/hour
- Interfaccia: USB
- Peso: 430 g
- Memoria: 2000 results
- Optional: stampante esterna, bluetooth



Display: Touch Screen

Codice strumento
URIDOC1

Codici accessori e consumabili

- | | |
|----------------|----------------------------------------------|
| URIDOC2 | STAMPANTE |
| URIDOC3 | STRISCE PER URIDOCTOR
11/C CONF. 50 PEZZI |