



# Più Preciso che Mai!



**Vcheck V200** è stato sviluppato per fornire una diagnosi accurata a basso costo utilizzando una tecnologia d'avanguardia FLUORESCENT EUROPIUM COMPLEXES.

## Precisione senza rivali con il metodo di misura a FLUORESCENZA COMPLEX

Risultati accurati e precisi poiché la lunghezza d'onda della luce stimolante emessa non si sovrappone, evitando così errori di misura.



Codice strumento  
**VCHECK1**



### Caratteristiche Tecniche

Tempo di analisi	5 min.
Monitor touch screen	7" TFT
Dimensioni	mm 200 x 240 x 205
Printer	interna
LIS/HIS Connectivity	HL7 V2.6 (PCD-01) POCT 1-A
Peso	2,5 kg
Alimentazione	220V - alimentatore DC12V
Tipo di campione	Siero, Plasma (eparina)

Con il dispositivo Vcheck è possibile diagnosticare varie malattie infiammatorie, pancreatiche e disturbi endocrini.

**Test disponibili:**

- Proteine fase acuta Canine / Feline
- Marcatori Pancreatite
- Test Ormonali
- Indicatore coagulazione/trombosi

- CRP, SAA**
- cPL, fPL**
- cCortisol, T4, TSH canino, Progesterone**
- D-dimero**

**Test in sviluppo:**

- Indicatore malattia diabetica
- Marcatore cardiaco
- Test Antigene/Anticorpo

- Fruttosamina
- Feline/Canine NT-proBNP

# Vcheck Ag

Test antigene

Le malattie infettive canine e feline possono essere diagnosticate rapidamente e con precisione

**NEW**

**Cane**

- Antigene Canino Dirofilaria  
**Vcheck CHW Ag**
- Antigene Canino Distemper Virus  
**Vcheck CDV Ag**
- Antigene Canino Parvo/Corona Virus  
**Vcheck CPV/CCV Ag (3 lines)**

**Gatto**

- Antigene Felino Panleukopenia  
**Vcheck FPV Ag**



# Vcheck Ab

Test Anticorpo

Lo stato immunitario dopo la vaccinazione di base può essere valutato attraverso il titolo anticorpale del test.

**Cane**

- Titolo Anticorpale Canino Distemper Virus  
**Vcheck CDV Ab**
- Titolo Anticorpale Canino Parvo Virus  
**Vcheck CPV Ab**

**Gatto**

- Titolo Anticorpale Panleukopenia Felino  
**Vcheck FPV Ab**
- Titolo Anticorpale Herpes Virus Felino  
**Vcheck FHV Ab**
- Titolo Anticorpale Calici Virus Felino  
**Vcheck FCV Ab**

Code	Product Name	Packing Unit
VCHECK14	Vcheck CDV Ab	10 Test/Kit
VCHECK15	Vcheck CPV Ab	10 Test/Kit
VCHECK16	Vcheck FPV Ab	10 Test/Kit
VCHECK17	Vcheck FHV Ab	10 Test/Kit
VCHECK18	Vcheck FCV Ab	10 Test/Kit

Saranno aggiunti progressivamente nuovi test diagnostici aggiornabili sullo strumento tramite software up-grade.