

# ISOLABLINK Software Gestionale Strumenti Lab.

ISO LABLink è un software per la connessione, gestione dati e informazioni relative agli strumenti **ISOMEDIC** e di altre aziende operanti nei laboratori per analisi veterinari.

Consente la comunicazione bi-direzionale con strumenti per la determinazione dei parametri di chimica clinica, ematologia, emogas, immunologia e altri strumenti diagnostici di laboratorio.

Per mezzo di questo software è possibile gestire l'anagrafica del paziente, i riferimenti del proprietario, i risultati delle determinazioni effettuate, controllo di qualità e possibilità di inserire commenti sul referto senza dover interrompere la normale routine.

Visualizzazione statistiche, SD (Deviazione Standard)

Possibilità di assistenza tecnica in remoto.



Codici	Accessori e consumabili
<b>ISOLABLINK</b>	Software ISOLABLINK
<b>ISOCONN1</b>	Connessione singolo strumento Isomedic e/o concorrenza
<b>ISOCONN2</b>	Connessione singolo strumento Isomedic e/o concorrenza
<b>ISOCONN3</b>	Connessione singolo strumento Isomedic e/o concorrenza
<b>ST0052</b>	PC Personal Computer

Caratteristiche Hardware
• Processore ultima generazione
• Memoria RAM 4 GB o superiore
• Scheda di rete Ethernet 10/100
• Min. N. 2 porte USB
• Scheda multi seriale RS232 I/O (opzionale)
• Sistema operativo Windows 7/8/10 o successivo.