

Ematologia

# Abacus VET 5

## Contaglobuli automatico

per la determinazione di 24 parametri e 3 istogrammi,


con lo screening della formula leucocitaria in percentuale in valore assoluto anche di Basofili e Eosinofili (**5 Part-Diff**), per uso veterinario.

Lo strumento visualizza e stampa gli istogrammi di RBC, WBC, PLT ed EOS.

Segnalazioni di risultati patologici, con indicazione automatica di errori di funzione e livello reagenti.



Codice strumento  
**ABACUS**



### Completo di Starter Kit - Reagent Pack

Predisposto e configurato con valori di riferimento e linearità per 13 specie animali.

- Possibilità di stampa in formato A4
- Possibilità di salvataggio referti in formato Pdf

### Caratteristiche Tecniche

Tempo di lettura	90 sec.
Capacità analitica	25 test/ora
Volume campione	25+25 microlitri di sangue
Apertura capillare	80 micron
Parametri	WBC - LYM - MID - GRN - BAS - EOS LYM % - MID % - GRN % - BAS % EOS% - HGB - RBC - HTC - MCV RDWc - RDWs - MCH - MCHC PLT - MPV - PCT - PDWc - PDWs. Istogrammi per WBC - RBC - PLT - EO
Interfaccia	LAN, USB ASCII - HL7
Display	Touch Screen Resolution 480x800, color graphic LCD
Tensione di rete	110/230 VCA 50-60 HZ 900 VA
Dimensioni	315x275x370 mm
Peso	13 kg



### Codici reagenti

<b>ISIDE2</b>	Reagent Pack VET 5
<b>ISIDE9</b>	Sangue di controllo per Abacus Junior Vet 3 (DN3 Diacon 3 Normal Level 1x3 ml)
<b>ISIDE10</b>	Sangue di controllo per Abacus Vet 5 (DN5 Diacon 5 Normal Level 1x3 ml)