

BH-2900 Vet

Contaglobuli automatico

per la determinazione della formula leucocitaria a **3 popolazioni** (3 part-Diff).

Lo strumento ha la possibilità di visualizzare e stampare 3 istogrammi di RBC, WBC e PLT.

Principio di misura impedenziometrico con l'utilizzo di solo 2 reagenti (Diluent, Lisante, Cianide-Free).



● **Input delle informazioni**



● **Eeguire il campione**



● **Visualizzazione dei risultati**

Codici reagenti

BH2	Diluent URIT AD11 - 5 lt.
BH3	Lytic Lisante URIT AL 11 - 500 ml.
ISIDE9	Sangue di controllo per BH-2900 Vet 1x3 ml. Normal Level
BH4	Probe Cleaner URIT D43 - 100 ml.
CARTA	Carta termica 57 mm. - 4 rotoli

Caratteristiche Tecniche

Tempo di lettura	90 sec.
Capacità analitica	40 test/ora
Volume campione	13 µl sangue intero, Prediluito 20 µl
Parametri	WBC, LYM%#, MID%#, GRAN%#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCC, P_LCR 3 istogrammi per WBC, RBC e PLT
Interfaccia	LAN, USB, Serial Port
Display	Touch Screen 10,4 inch color graphic LCD
Tensione di rete	110/230 VCA 50-60 HZ 900 VA
Dimensioni	380x305x395 mm
Peso	18 kg



Codice strumento
BH2900-1

- **Monitor Touch Screen 10,4" a colori**
- **Stampante interna/esterna**
- **Software veterinario per la determinazione di 13 specie animale**
- **Sistema di pulizia automatico**
- **Emocromo a basso costo, determinato dalla presenza di solo 2 reagenti: Diluent e Lisante**

