

# Coatron X Pro

## Coagulometro semiautomatico bicanale

di piccole dimensioni, monitor touch screen, funzionale ed affidabile in grado di eseguire 2 test simultaneamente.

**Consumo reattivi estremamente ridotto.**

### Specifiche prodotto

- **Stampante termica opzionale** ----->
- Un blocco termostato permette l'incubazione di 20 cuvette più 2 posizioni per l'incubazione del reagente; pratici adattatori permettono l'utilizzo di svariate provette
- Una rapidità di circa 25 test PT/ora e di 10 test APTT/ora sono l'ideale per moli di lavoro medio-piccole
- La lettura inizia automaticamente nel momento in cui campione e reattivi vengono mescolati

### Test eseguibili:

PT, APTT, TT, Fibrinogeno, AT-III, D-Dimero

**Unità di misura:** secondi, %, U (mg/dL o ng/mL)

**Completo di start-kit**



Codice stampante  
**COATRON3**

Codice strumento  
**COATRON1**

### Codici reagenti

<b>PRO48</b>	PT liquida 2 x 4 ml
<b>PRO45</b>	APTT completa 2 x 4 ml + 1 x 8 ml
<b>PRO53</b>	Fibrinogeno Clauss 5 x 2 ml
<b>COATRON10</b>	AT - III (su richiesta)
<b>COATRON9</b>	BLU D-Dimero (su richiesta)
<b>COATRON8</b>	Cuvette per Coatron - Cf. 500 pz. (solo x Coatron X)