

**NEW**



## Misuratore della pressione sanguigna non invasivo per animali

- PRINCIPIO DI MISURA: OSCILLOMETRICO
- SEMPLICE, ACCURATO E AFFIDABILE
- MISURAZIONE SILENZIOSA
- SELEZIONE DEL PESO ANIMALE
- POSSIBILITA' DI MISURE SINGOLE E/O IN AUTOMATICO A INTERVALLO REGOLABILE
- MONITORAGGIO DINAMICO DELLE PULSAZIONI
- SICURO E CONFORTEVOLE
- MAP: MEDIA LETTURA SU 3 MISURE



Codice strumento  
**PRESSIONE1**



### Specifiche prodotto

#### Misura della pressione sistolica e diastolica:

Range: 0 mmHg - 280 mm Hg

Accuratezza: +/- 3 mm Hg

#### Misura delle pulsazioni:

Range: 0-300

Accuratezza: +/- 5%

#### Completo di:

- Alimentatore di rete
- N. 5 bracciali di diverse misure
- Cover di protezione in gomma
- Batteria ricaricabile