

Analisi urine

UC-32B Vet Urinalysis Analyzer

Analizzatore di urine

per la veterinaria con possibilità di stampa,
monitor a colori Touch Screen,
con rapporto selettivo e qualitativo PU/CU.

Test / parametri disponibili:

WBC, KET, URO, BIL, PRO, GLU, SG, BLD, pH, VC, CR, CA,
MA + PCR

Specifiche prodotto

- Misura: Riflettanza Fotometrica
- Dimensioni: 130 (L) x 70 (P) x 29 (H) mm
- Alimentazione: batterie ricaricabili (300 test/ricarica completa)
- Produttività analitica: 80 test/hour
- Interfaccia: USB, Bluetooth
- Peso: 200 g
- Memoria: 2000 results
- Optional: stampante esterna, bluetooth

Codici consumabili

UC3 Strisce UC Vet Plus
Conf. 50 pezzi



UC1

Analizzatore urine
UC-32B Vet
a batterie completo
di stampante

