



Vcheck

Più Preciso che Mai!

Vcheck V200 è stato sviluppato per fornire una diagnosi accurata a basso costo utilizzando una tecnologia d'avanguardia **FLUORESCENT EUROPIUM COMPLEXES**.


Risultati accurati e precisi poiché la lunghezza d'onda della luce stimolante emessa non si sovrappone, evitando così errori di misura.



Codice strumento
VCHECK1



Precisione senza rivali con il metodo di misura a **FLUORESCENZA COMPLEX**



Caratteristiche Tecniche

Tempo di analisi	5 min.
Monitor touch screen	7" TFT
Dimensioni	mm 200 x 240 x 205
Printer	interna
LIS/HIS Connectivity	HL7 V2.6 (PCD-01) POCT 1-A
Peso	2,5 kg
Alimentazione	220V - alimentatore DC12V
Tipo di campione	Siero, Plasma (eparina)



V200 Video

Con il dispositivo Vcheck è possibile diagnosticare varie malattie infiammatorie, pancreatiche e disturbi endocrini.

Test disponibili:

- Proteine fase acuta Canino / Felino
- Marcatori Pancreatite
- Test Ormonali
- Indicatore coagulazione/trombosi
- Marcatore cardiaco
- Marcatore cardiaco
- Test Antigene/Anticorpo


- CRP, SAA**
- cPL, fPL**
- cCortisolo, T4, TSH canino, Progesterone**
- D-dimero**
- NT-proBNP Canina/ Felina**
- Troponina Tnl Canina / Felina**
- Vcheck RDT**

Vcheck Ag

Test Antigene

Le malattie infettive canine e feline possono essere diagnosticate rapidamente e con precisione.

Cane	Dirofilaria Vcheck CHW Ag	Gatto	Panleukopenia Vcheck FPV Ag
	Distemper Virus Vcheck CDV Ag		
	Parvo/Corona Virus Vcheck CPV/CCV Ag (3 lines)		



Vcheck Ab

Test Anticorpo

Lo stato immunitario dopo la vaccinazione si base può essere valutato attraverso il titolo anticorpale del test.

Cane	Distemper Virus Vcheck CDV Ab	Gatto	Panleukopenia Vcheck FPV Ab
	Parvo Virus Vcheck CPV Ab		Herpes Virus Vcheck FHV Ab
			Calici Virus Vcheck FCV Ab

Codici test disponibili	Test Antigene/Anticorpo RDT
--------------------------------	------------------------------------

VCHECK2	CRP Canina	10 test/kit
VCHECK3	SAA Felina	10 test/kit
VCHECK4	cPL	10 test/kit
VCHECK5	fPL	10 test/kit
VCHECK6	cCortisolo	10 test/kit
VCHECK7	T4	10 test/kit
VCHECK8	TSH Canino	5 test/kit
VCHECK9	Progesterone	10 test/kit
VCHECK22	D-Dimero (su richiesta)	10 test/kit *su ordinazione
VCHECK32	NT-proBNP Felina	5 test/kit
VCHECK33	NT-proBNP Canina	5 test/kit
VCHECK36	Troponina Tnl Canina	5 test/kit
VCHECK41	Troponina Tnl Felina	5 test/kit
VCHECK19	Kit calibratori per Vcheck (3 kit)	

VCHECK10	Vcheck CDV Ag	10 test/kit *su ordinazione
VCHECK11	Vcheck FPV Ag	10 test/kit
VCHECK12	Vcheck CHW Ag	10 test/kit *su ordinazione
VCHECK13	Vcheck CPV/CCV Ag	10 test/kit
VCHECK14	Vcheck CDV Ab	10 test/kit
VCHECK15	Vcheck CPV Ab	10 test/kit *su ordinazione
VCHECK16	Vcheck FPV Ab	10 test/kit
VCHECK17	Vcheck FHV Ab	10 test/kit
VCHECK18	Vcheck FCV Ab	10 test/kit

***su ordinazione**
Tempo previsto di attesa: circa 1 mese