

# qLabs® Coag Vet PT/APTT Combo

## Coagulometro portatile a batteria

utilizzato per la misurazione di PT/APTT Combo su **sangue intero** venoso con solo 10 µl di campione per cani e gatti.

### Specifiche prodotto

- Specie animale: cane, gatto
- Touch screen monitor
- Tipo di campione: sangue intero fresco venoso o citrato
- Volume campione: 10 µl
- Tempo di misurazione: 3-7 minuti
- Intervalli di riferimento: cane PT: 12 a 17 sec.  
APTT: 96 a 122 sec.  
gatto: PT: 13 a 20 sec.  
APTT: 96 a 124 sec.
- Range intervallo di tempo: PT 5 - 75 sec.  
aPTT 6.5 - 500 sec.
- Range ematocrito: 20% - 70%
- Range temperatura operativa: 10 °C a 35 °C
- QC controllo esterno: preparazione liofilizzata sangue intero
- Precisione: PT ≤ 5.0 CV%  
aPTT ≤ 7.0 CV%
- Capacità memoria: > 2000 pazienti
- Alimentazione: alimentatore 100V-240V AC  
batterie al litio 2.500 mAH
- Dimensioni: 148 mm x 70 mm x 26 mm (L x P x H)
- Option: eStation II docking system



1 goccia



2 test

Codice strumento  
**QLABS1**

### Codici accessori e consumabili

**QLABS2** PT/APTT Combo 12 strisce