

TEST RAPIDI per la veterinaria

Linea completa di test diagnostici, accurati, per lo screening di diverse malattie animali.

DIROFILARIA - Kit 10 test

RIF. RG 11-02

Kit/test rapido in fase solida con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa degli antigeni della **Dirofilaria Immitis Canina** su sangue intero, plasma o siero.




Cod. TEST1

Temperatura di conservazione: 2-30 °C
Sensibilità: 94,4% - Specificità: 100%

GIARDIA - Kit 10 test

RIF. RG 18-04

Kit/test rapido con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa della **Giardia Lamblia** in campioni di feci di cane e gatto.




Cod. TEST2

Temperatura di conservazione: 2-30 °C
Alta sensibilità e specificità

LEISHMANIA - Kit 10 test

RIF. RB 21-04

Kit/test rapido con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa della **Leishmania** su sangue intero, siero, plasma canino.




Cod. TEST3

Sensibilità: 95,6% - Specificità: 98%

E. CANINS Ab. - Kit 10 test

RIF. RB 21-05

Kit/test rapido con principio immunocromatografico per la determinazione dell'**Ehrlichia Canina** su sangue intero, siero e plasma.




Cod. TEST4

Temperatura di conservazione: 2-30 °C
Sensibilità: 97,6% - Specificità: 99%

FIV/FelV - Kit 10 test


RIF. RC 12-04

Kit/test rapido doppio con principio immunocromatografico per la determinazione del virus di immunodeficienza (FIV) e Leukemia (FeLV) su sangue intero, plasma o siero felino.



10 min.

Interpretazione



Cod. TEST5

Temperatura di conservazione: 2-30 °C

Sensibilità: 96,8% (FIV Ab) - 94,7% (FeLV Ag)

Specificità: 99,6% (FIV Ab) - 99,7% (FeLV Ag)

CPV/CCV - Kit 10 test


RIF. RG 11-05

Kit/test rapido in fase solida con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa simultanea di Parvovirus e Coronavirus Canino su feci.



5-10 min.

Interpretazione



Cod. TEST6

Temperatura di conservazione: 2-30 °C


Sensibilità: 100% (CPV Ag) - 93,1% (CCV Ag)

Specificità: 98,8% (CPV Ag) - 97,5% (CCV Ag)

FPV Ag - Kit 10 test * su ordinazione


RIF. RG 12-03

Kit/test rapido con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa dell'antigene della Panleukopenia Felina, su feci.



5-10 min.

Interpretazione



* su ordinazione

Tempo previsto di attesa: circa 1 mese



Cod. TEST9

Temperatura di conservazione: 2-30 °C


Sensibilità: 97% vs. RT-PCR

Specificità: 98,5% vs. RT-PCR

Caniv-4 - Kit 10 test (Dirofilaria, Ehrlichia, Lyme Borrelia, Anaplasma)

RIF. RB 21-20

Kit/test rapido con principio immunocromatografico, su sangue intero, plasma o siero canino.



Cod. TEST10


Temperatura di conservazione: 2-30 °C

Alto grado di accuratezza

CaniV-4 (Leish) - Kit 10 test (Dirofilaria, Ehrlichia, Leishmania, Anaplasma)

RIF. RC 2127DD

Kit/test rapido con principio immunocromatografico, su sangue intero, plasma o siero canino.




Cod. TEST29

Temperatura di conservazione: 2-30 °C
Alto grado di accuratezza

DIARRHEA CANINA Tripla - Kit 5 test (CPV / CCV / GIARDIA Ag)

RIF. RG 11-12

Test TRIPLA con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa di **Parvovirus**, **Coronavirus** e **Giardia Canina** su feci.




Cod. TEST11

Temperatura di conservazione: 2-30 °C
Alta sensibilità e specificità

DIARRHEA FELINA Tripla - Kit 5 test (FPV Ag / FCoV Ag / GIARDIA Ag)

RIF. RC 1208DC

Test TRIPLA con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa di **Parvovirus**, **Coronavirus** e **Giardia Felina** su feci.



Cod. TEST37

Temperatura di conservazione: 2-30 °C
Alta sensibilità e specificità

E. CANINS/LEISHMANIA Ab. - Kit 10 test * su ordinazione

RIF. RC 2125DD

Per la determinazione qualitativa dell'**Ehrlichia Canina** e **Leishmania** su campione sangue intero, siero, o plasma.



Cod. TEST13

Temperatura di conservazione: 2-30 °C
Alto grado di accuratezza

* su ordinazione
Tempo previsto di attesa: circa 1 mese

FCoV Ag. - Kit 10 test * su ordinazione

RIF. RG 12-05

Per la determinazione qualitativa dell'antigene **Corona Felina** su campioni di feci.




Cod. TEST7

Alta sensibilità e specificità rispetto alla RT-PCR in tempo reale
Sensibilità: 92,8% - Specificità: 98,1%

FCoV Ab. - Kit 10 test * su ordinazione

RIF. RB 22-03

Per la determinazione qualitativa dell'anticorpo **Corona Felino** su campione sangue intero, siero, o plasma.




Cod. TEST8

Elevata sensibilità e specificità rispetto alla PCR
Sensibilità: 97% - Specificità: 98,5%

TOXOPLASMA Ab. - Kit 10 test * su ordinazione

RIF. RB 22-06

Per la determinazione qualitativa del **Toxoplasma** su sangue intero, plasma o siero felino.



Cod. TEST12

Elevata sensibilità e specificità rispetto a ELISA
Sensibilità: 100% - Specificità: 98,7%

Filaria Felina FHV (Ag/Ab) - Kit 10 test * su ordinazione

RIF. RC 22-05

Per la determinazione qualitativa della **Filaria Felina** su campione sangue intero, siero, o plasma.




Cod. TEST15

Procedura di test in un'unica fase: rapida e precisa
Alta sensibilità e specificità

* su ordinazione
Tempo previsto di attesa: circa 1 mese

Gruppo sanguigno Canino DEA 1 - Kit 10 test


Test con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa su sangue intero del gruppo sanguigno canino DEA 1 che include DEA 1.1 - DEA 1.2 - DEA 1.3 - DEA 1.1-.



Cod. TEST40

Gruppo sanguigno Felino - Kit 10 test


Test con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa su sangue intero del gruppo sanguigno felino tipo A, B o AB.



Cod. TEST41

Leptospirosi Ab test - Kit 5 test

Test con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa di anticorpi per Leptospirosi su siero/plasma/sangue intero (EDTA/eparina).



Cod. TEST42
