

Software di laboratorio

ISOLABLINK Software Gestionale Strumenti Lab.


ISO LABLink è un software per la connessione, gestione dati e informazioni relative agli strumenti **ISOMEDIC** e di altre aziende operanti nei laboratori per analisi veterinari.

Consente la comunicazione bi-direzionale con strumenti per la determinazione dei parametri di chimica clinica, ematologia, emogas, immunologia e altri strumenti diagnostici di laboratorio.

Per mezzo di questo software è possibile gestire l'anagrafica del paziente, i riferimenti del proprietario, i risultati delle determinazioni effettuate, controllo di qualità e possibilità di inserire commenti sul referto senza dover interrompere la normale routine.

Visualizzazione statistiche, SD (Deviazione Standard)

Possibilità di assistenza tecnica in remoto.



Codici Accessori e consumabili

ISOLABLINK	Software ISOLABLINK
ST0089	Switch LAN 8 porte
ST0092	Cavo LAN 1 metro
ST0093	Cavo LAN 2 metri
ST0099	Cavo LAN 3 metri
ST0052	PC Personal Computer

Caratteristiche Hardware

- Processore ultima generazione
- Memoria RAM 4 GB o superiore
- Scheda di rete Ethernet 10/100
- Min. N. 2 porte USB
- Scheda multi seriale RS232 I/O (opzionale)
- Sistema operativo Windows 7/8/10 o successivo.