

Misuratore di pressione

Coagulazione

- Principio di misura: oscillometrico
- Semplice, accurato e affidabile
- Misurazione silenziosa
- Selezione del peso animale
- Batteria ricaricabile
- Monitoraggio dinamico delle pulsazioni
- Sicuro e confortevole
- Map: media lettura su 3 misure
- Con kit bracciali



Codice strumento
PRESS01

Specifiche prodotto

Misura della pressione sistolica e diastolica:

Range: 0 mm Hg - 280 mm Hg

Accuratezza: +/- 3 mm Hg

Misura delle pulsazioni:

Range: 0 - 300

Accuratezza: +/- 5%



Completo di: Alimentatore di rete
N. 5 bracciali di diverse misure
Cover di protezione in gomma