

RapidBac™ Vet 2.0

NEW

Test di screening per i batteri nelle urine.

Scegli l'antibiotico adeguato se l'infezione
è Gram-positivo e/o Gram-negativo.



Sospetta infezione nelle vie urinarie

Animali domestici
diabetici sottoposti a test
batteriologici biennali

I pazienti che soffrono di
sindrome di Cushing
o di malattia renale cronica
o qualsiasi paziente
con poliuria


**QUANDO
UTILIZZARE
IL TEST?**

Nuovo test dopo
il trattamento antibiotico
"test-of-cure"


Cani con calcoli vescicali
o tumori della vescica

Gatti affetti da cistite idiopatica felina

Procedura del test




Interpretazione dei risultati




PRESENZA DI BATTERI GRAM -

(E. Coli, Klebsiella spp, Citrobacter spp,
Enterobacter spp, e Serratia spp.)



ASSENZA DI BATTERI



PRESENZA DI BATTERI GRAM +

(Staphylococcus spp, Enterococcus spp,
Actinomyces spp, e Actinobaculum spp.)

GRAM -

(Morganella spp, Proteus spp, Providencia spp.)

